


# HEGU

Nordic  
Acupuncture



Produktkatalog

# Akupunktur


**MEDEMA**<sup>®</sup> *Carefully chosen*

# Nordic acupuncture

Som Skandinaviens ledande leverantör av akupunktur nålar har Hegu sedan starten 1993 producerat sterila nålar under eget varumärke. Produktionen sker på fabriker i Kina och Japan, vilka följer de krav som ställs från läkemedelsverket och amerikanska FDA. Vi planlägger och följer nålens hela väg från tillverkning på fabrik till konsument. Våra kunder ska alltid veta vad de får; kvalitet och trygghet.

Här hittar du mer information om vårt sortiment av HEGU-akupunktur nålar, både historik, produktinfo och storleksguide.


[www.hegu.se](http://www.hegu.se)



HEGU-nålar hittar du enbart i vår webbshop

# medema.se

aktuella priser • erbjudanden • information



4

## Classic


Kinesiskt nåltyp med ögla. Uppskattad för sin stabilitet och "de qui" känsla. Bra vid elakupunktur.



5

## Xeno

Vår bästsäljare! Koreansk nåltyp med mikropolerad konisk spets.



6

## Onex


Nål av koreansk typ med fjädrande handtag och nålspets belagd med medicinskt silikon.



7

## Pura

En lätt akupunkturnål med plasthandtag. Lämplig vid mycket kroppsbehandling eller för akupunktur på pälsdjur.



7

## Dry Needle

Koreansk nåltyp av rostfritt fjäderstål med fjädrande handtag. Optimerad för dry needling.



8

## Seirin

En välkänd japansk akupunkturnål av högsta kvalitet med plasthandtag i olika färger för olika dimensioner.



9

## Pressnålar/Kulplåster

Öronakupunktur används ofta i samband med psykiska besvär och störningar av funktioner i kroppen.

Akupunkturstimulatorer 10

Akupunkturmodeller/  
Planscher 11

Provnålar?  
Beställ på: [info@medema.se](mailto:info@medema.se)



## Akupunktur nål Hegu Classic

**Hegu Classic** (tidigare kallad Hegu Standard) är en klassisk kinesisk akupunktur nål med försilvrat kopparlindat handtag, vilket ger nålen de bästa ledningsegenskaperna för elakupunktur. Handtaget på Classicnålar är grövre och stabilare än på andra motsvarande kinatillverkade nålar. Det grövre handtaget ger akupunktören ett bra grepp och en stabil känsla vid behandling. Nålen är tillverkad av rostfritt kirurgiskt fjäderstål av högsta kvalitet. Nålarna har 3 års sterilitet efter tillverkning. Endast för engångsbruk.




Vid risk för reaktioner på nickel kan man använda en guldpläterad nål.



### 1-pack (Styckpackade) utan hylsa. 100 st/ask

<b>STD07020</b>	0,20 x 7 mm	<b>STD30032</b>	0,32 x 30 mm
<b>STD13020</b>	0,20 x 13 mm	<b>STD40025</b>	0,25 x 40 mm
<b>STD15020</b>	0,20 x 15 mm	<b>STD40030</b>	0,30 x 40 mm
<b>STD15025</b>	0,25 x 15 mm	<b>STD50030</b>	0,30 x 50 mm
<b>STD25025</b>	0,25 x 25 mm	<b>STD50040</b>	0,40 x 50 mm
<b>STD25030</b>	0,30 x 25 mm	<b>STD75030</b>	0,30 x 75 mm
<b>STD30025</b>	0,25 x 30 mm	<b>STD75040</b>	0,40 x 75 mm
<b>STD30030</b>	0,30 x 30 mm	<b>STD125040</b>	0,40 x 125 mm



### 5-pack (5 nålar i varje blister) utan hylsa. 500 st/ask

Fem nålar förpackade i ett och samma blister. Tidseffektivt för den som inte vill öppna varje nål för sig.

<b>STD13020-5</b>	0,20 x 13 mm	<b>STD30025-5</b>	0,25 x 30 mm
<b>STD15020-5</b>	0,20 x 15 mm	<b>STD30030-5</b>	0,30 x 30 mm
<b>STD15025-5</b>	0,25 x 15 mm	<b>STD30032-5</b>	0,32 x 30 mm
<b>STD25025-5</b>	0,25 x 25 mm		



### 1-pack (Styckpackade) med hylsa. 100 st/ask

<b>STD15020H</b>	0,20 x 15 mm	<b>STD50035H</b>	0,35 x 50 mm
<b>STD25025H</b>	0,25 x 25 mm	<b>STD70030H</b>	0,30 x 70 mm
<b>STD30025H</b>	0,25 x 30 mm	<b>STD75030H</b>	0,30 x 75 mm
<b>STD30030H</b>	0,30 x 30 mm	<b>STD75032H</b>	0,32 x 75 mm
<b>STD40025H</b>	0,25 x 40 mm	<b>STD75040H</b>	0,40 x 75 mm
<b>STD40030H</b>	0,30 x 40 mm	<b>STD90035H</b>	0,35 x 90 mm
<b>STD50030H</b>	0,30 x 50 mm		



### 1-pack (Styckpackade) utan hylsa. Guldpläterade. 100 st/ask.

<b>STD30030G</b>	0,30 x 30 mm
------------------	--------------

Akupunktur nål

# Hegu Xeno


**Hegu Xeno** är vår bästsäljare.

Det är en koreansk nåltyp, som fått stor uppskattning av användare vad gäller nålspets, ledningsförmåga och stabila handtag. Nålen som är tillverkad av kirurgiskt fjäderstål har en skarp nålspets för det ultimata behandlingsresultatet. Handtaget är inlindat i rostfritt stål, som ger ett bra grepp och en god elektrisk ledningsförmåga. Nålarna har 3 års sterilitet efter tillverkningsdatum. Endast för engångsbruk.



## 1-pack (Styckpackade) utan hylsa. 100 st/ask

<b>XEN15020</b>	0,20 x 15 mm	<b>XEN30032</b>	0,32 x 30 mm
<b>XEN15025</b>	0,25 x 15 mm	<b>XEN40025</b>	0,25 x 40 mm
<b>XEN15030</b>	0,30 x 15 mm	<b>XEN40030</b>	0,30 x 40 mm
<b>XEN25020</b>	0,20 x 25 mm	<b>XEN50025</b>	0,25 x 50 mm
<b>XEN25025</b>	0,25 x 25 mm	<b>XEN50030</b>	0,30 x 50 mm
<b>XEN25030</b>	0,30 x 25 mm	<b>XEN50035</b>	0,35 x 50 mm
<b>XEN30016</b>	0,16 x 30 mm	<b>XEN60030</b>	0,30 x 60 mm
<b>XEN30025</b>	0,25 x 30 mm	<b>XEN60035</b>	0,35 x 60 mm
<b>XEN30030</b>	0,30 x 30 mm	<b>XEN75035</b>	0,35 x 75 mm





## 5-pack (5 nålar i varje blister) utan hylsa. 500 st/ask

<b>XEN15020-5</b>	0,20 x 15 mm	<b>XEN30025-5</b>	0,25 x 30 mm
<b>XEN15025-5</b>	0,25 x 15 mm	<b>XEN30030-5</b>	0,30 x 30 mm
<b>XEN15030-5</b>	0,30 x 15 mm	<b>XEN30032-5</b>	0,32 x 30 mm
<b>XEN25020-5</b>	0,20 x 25 mm	<b>XEN40025-5</b>	0,25 x 40 mm
<b>XEN25025-5</b>	0,25 x 25 mm	<b>XEN40030-5</b>	0,30 x 40 mm
<b>XEN25030-5</b>	0,30 x 25 mm	<b>XEN50030-5</b>	0,30 x 50 mm



## 1-pack (Styckpackade) med hylsa. 100 st/ask

<b>XEN15020H</b>	0,20 x 15 mm	<b>XEN40030H</b>	0,30 x 40 mm
<b>XEN25025H</b>	0,25 x 25 mm	<b>XEN50030H</b>	0,30 x 50 mm
<b>XEN30016H</b>	0,16 x 30 mm	<b>XEN50035H</b>	0,35 x 50 mm
<b>XEN30025H</b>	0,25 x 30 mm	<b>XEN70030H</b>	0,30 x 70 mm
<b>XEN30030H</b>	0,30 x 30 mm	<b>XEN75035H</b>	0,35 x 75 mm



Så placerar du nålen med hjälp av plastrylsan



## Akupunktur nål

# Hegu Onex

**Hegu Onex** är resultatet av 20 års utveckling för att få fram den ultimata akupunktur nålen. Det är en koreansk nåltyp som tillgodoser marknaden alla önskemål gällande stabilitet och nålspets.

HEGU Onex har en unikt skarp, diamantskuren spets med mycket hög precision. Ett tunt lager med medicinskt silikon och ett rejält handtag gör den lätt att föra in och använda.

Denna akupunktur nål är tillverkad i rostfritt, kirurgiskt fjäderstål. Handtaget har god elektrisk ledningsförmåga och lämpar sig bra för elstimulering. Onexnålen har 3 års sterilitet efter tillverkningsdatum. Endast för engångsbruk.



Akupunktur som behandlingsmetod för smärtlindring har använts inom svensk sjukvård ända sedan det blev godkänt av Socialstyrelsen 1984.



1-pack (styckpackade) **utan hylsa**. 100 st/ask.

<b>ONX15020</b>	0,20 x 15 mm	<b>ONX30030</b>	0,30 x 30 mm
<b>ONX25025</b>	0,25 x 25 mm	<b>ONX40025</b>	0,25 x 40 mm
<b>ONX25030</b>	0,30 x 25 mm	<b>ONX40030</b>	0,30 x 40 mm
<b>ONX30025</b>	0,25 x 30 mm		



5-pack (**5 nålar i varje blister**) **utan hylsa**. 500 st/ask

<b>ONX15020-5</b>	0,20 x 15 mm	<b>ONX40025-5</b>	0,25 x 40 mm
<b>ONX25025-5</b>	0,25 x 25 mm	<b>ONX30030-5</b>	0,30 x 30 mm
<b>ONX30025-5</b>	0,25 x 30 mm		



1-pack (styckpackade) **med hylsa**. 100 st/ask.

<b>ONX30025H</b>	0,25 x 30 mm	<b>ONX50030H</b>	0,30 x 50 mm
<b>ONX30030H</b>	0,30 x 30 mm	<b>ONX75040H</b>	0,40 x 75 mm

## Akupunktur nål


# Hegu Pura

**Hegu Pura** (tidigare kallad **P-typ**) tillhör de mer exklusiva japanska nåltyperna som är omtalade för sitt goda behandlingsresultat. Det är en lågviktsnål som är mikropolerad och DDS-belagd för smidig penetrering. Pura har ett plashandtag som varierar i färg och indikerar nålens diameter.

Lämplig för akupunktur på djur där nålen blir väl synlig i pälsen. Nålarna har 3 års sterilitet efter tillverkningsdatum. Endast för engångsbruk.



Färgen på handtaget indikerar nålens diameter




**1-pack (styckpackade) utan hylsa. 100 st/ask**

<b>HEG15020P</b>	0,20 x 15 mm	<b>HEG40025P</b>	0,25 x 40 mm
<b>HEG30025P</b>	0,25 x 30 mm	<b>HEG50030P</b>	0,30 x 50 mm
<b>HEG30030P</b>	0,30 x 30 mm	<b>HEG50035P</b>	0,35 x 50 mm



**1-pack (styckpackade) med hylsa. 100 st/ask**

<b>HEG15020PH</b>	0,20 x 15 mm	<b>HEG30030PH</b>	0,30 x 30 mm
<b>HEG30025PH</b>	0,25 x 30 mm	<b>HEG50030PH</b>	0,30 x 50 mm
<b>HEG40025PH</b>	0,25 x 40 mm	<b>HEG60035PH</b>	0,35 x 60 mm



**5-pack (5 nålar i varje blister) utan hylsa. 500 st/ask**

<b>HEG25025P-5</b>	0,25 x 25 mm
<b>HEG30030P-5</b>	0,30 x 30 mm



Dry Needling och akupunktur är två olika typer av behandlingsmetoder och kräver därmed separata utbildningar och kunskap.

## Akupunktur nål

# Hegu Dry Needle

**Hegu Dry Needle** är en koreansk nåltyp av kirurgiskt fjäderstål. Nålen är behandlad med ett ultratunt lager av medicinsk silikon, vilket bidrar till att nålen glider lättare. Nålarna har 3 års sterilitet efter tillverkningsdatum. Endast för engångsbruk.



**1-pack (styckpackade) med hylsa. 100 st/ask**

<b>DNH40030H</b>	0,30 x 40 mm	<b>DNH60030H</b>	0,30 x 60 mm
<b>DNH50030H</b>	0,30 x 50 mm	<b>DNH75040H</b>	0,40 x 75 mm

## Akupunkturnål

# Seirin

**Seirin** är en välkänd japansk akupunkturnål av högsta kvalitet. Den är tillverkad av kirurgiskt fjäderstål, maskinslipad och polerad, vilket ger den en enhetlig nålspets. Nålen är lämplig vid behandling av stickkänsliga patienter. Seirins nålar har 3 års sterilitet efter tillverkning.


- B/D-typ är en nål utan hylsa, med plasthandtag i olika färger för olika diametrar.

- J-typ är Seirins storsäljare. Nålen har en hylsa som gör att den blir lätthanterlig med en hand. J-typ har ett plasthandtag i olika färger för olika diametrar.



**B/D-typ 1-pack (Styckpackade) utan hylsa. 100 st/ask**

<b>SER15020B</b>	0,20 x 15 mm	<b>SER40025B</b>	0,25 x 40 mm
<b>SER15025D</b>	0,25 x 15 mm	<b>SER50030B</b>	0,30 x 50 mm
<b>SER30030B</b>	0,30 x 30 mm	<b>SER50035B</b>	0,35 x 50 mm



**J-typ 1-pack (Styckpackade) med hylsa. 100 st/ask**

<b>SER30016JH</b>	0,16 x 30 mm	<b>SER40025JH</b>	0,25 x 40 mm
<b>SER30025JH</b>	0,25 x 30 mm	<b>SER50030JH</b>	0,30 x 50 mm
<b>SER30030JH</b>	0,30 x 30 mm	<b>SER60030JH</b>	0,30 x 60 mm

## Avfallshantering

Förbrukade akupunkturnålar klassificeras som smittförande avfall och ska hanteras aktsamt och säkert ur stick- och smittrisksynpunkt. Därför ska använda nålar förvaras i slagtåliga burkar. Nålarna kan ligga i burkarna upp till 1 år. Hur burkarna därefter hanteras finns speciella regler för som kan variera från kommun till kommun.



Punktionssäkra behållare för riskavfall. UN-godkända för transport av farligt gods, komprimerbara och kan återvinnas till 100 %.



**RISK-0,5L** Riskavfallsburk 0,5 liter  
**RISK-1,5L** Riskavfallsburk 1,5 liter



# Öronakupunktur

Öronakupunktur innebär att punkter på ytterörat behandlas. Detta är en känd metod från den kinesiska medicinen. Det var den franske läkaren Paul Nogier som myntade begreppet då han kartlade sambandet mellan punkter på ytterörat och olika organ och tillstånd. Han menade att dessa punkter var knutna till hela kroppen och att örat återspeglar kroppen i form av ett upp- och nedvänt foster. Öronakupunktur används ofta i samband med smärta, psykiska besvär och störningar av funktioner i kroppen.

## Pressnål Hegu Classic

**Hegu Classic** pressnål är en kinesisk nål som används vid långtidsakupunktur och är vanlig vid sportrelaterade behandlingar och beroendeterapi. Pressnålen används oftast till behandling på örat men går även att använda till andra punkter på kroppen.

Nålarna sitter på ett hudfärgat plåster och kan sitta kvar i flera dagar utan att upplevas som obehagliga eller i vägen för patienten. 10 pressnålar per karta, säljs i en förpackning om 100 nålar. Hållbarhetstid 3 år efter tillverkning. Endast för engångsbruk.

**STD-PRESS** 0,22 x 1,3 mm



## Pressnål Seirin

**Seirin Pyonex** pressnål är tillverkad enligt Seirins världsledande krav på nålar. Passar för både öron- och kroppsakupunktur och finns tillgängliga i flera olika färgkodade längder. Effekten av behandlingen förlängs då nålen kan sitta kvar upp till 48 timmar. Patienten kan själv massera nålen på plats.

Det aktiva plåstret garanterar säker placering för långa tidsperioder. Nålarna packas sterilt med 10 nålar per karta och säljs i en förpackning om 100 nålar. Hållbarhetstid 3 år efter tillverkning. OBS! Avsedda för engångsbruk.

**PYO0.6020** 0,15 x 0,6 mm

**PYO1.2020** 0,20 x 1,2 mm

**PYO0.9020** 0,17 x 0,9 mm

**PYO1.5020** 0,20 x 1,5 mm

## Kulplåster Royaltop

**Royaltop** är ett japansktillverkat kulplåster som vanligtvis används vid stimulering av punkter på öron men också vid stimulering av andra punkter på kroppen. Royaltop kulplåster används för stimulering av både öron- och kropps punkter utan att penetrera huden. Högeffektivt tack vare den unika formen som ger ett stabilt tryck motsvarande 5 kg/m<sup>2</sup>!

Den rundade kulan är 2 mm hög och sitter på en 5 mm metallplatta. Trycket mjukar effektivt upp musklerna och stimulerar blodcirkulationen. Hjälper mot muskelsmärta och påskyndar återhämtning. Kan användas i några timmar upp till flera dagar. Förpackningen innehåller 300 plåster.

**8010600** Kula i metall på beige/hudfärgat plåster



# Akupunkturstimulatorer

## Akupunkturstimulator **AS Super 4 Digital**

Schwa-Medico AS Super 4 Digital har 30 fixerade program och sju öppna program som är fria för egna inställningar av parametrar. Innehåller även program för stimulering enligt den kinesiske professorn HAN, vilket är ett program för en modern smärtbehandling. Elstimulatorens har ett AKS hudskyddssystem som skyddar mot brännskador. AS Super 4 Digital har 4 kanaler för stimulering för upp till 8 akupunktur-nålar samtidigt. Dess intensitet kan självklart ställas separat på respektive kanal. Intensiteten ställs med 0.1 MA per steg, detta för en säker akupunkturbehandling.

Välj om du vill använda elstimulatorens med batteri eller som nätansluten. Den säljs komplett tillsammans med fyra kabelpar i olika färger, adapter för nätanslutning och fyra batterier.

**ASSUPER** Akupunkturstimulator AS Super 4 Digital

### Tillbehör till AS Super 4

<b>AS.KABEL-BLUE</b>	Kabel till AS Super. Blå
<b>AS.KABEL-RED</b>	Kabel till AS Super. Röd
<b>AS.KABEL-WHITE</b>	Kabel till AS Super. Vit
<b>AS.KABEL-YELLOW</b>	Kabel till AS Super. Gul



(Färger på kablar kan variera vid leverans. Vit kabel kan ibland levereras som svart eller grå.)



4 kanaler för stimulering för upp till 8 akupunktur-nålar samtidigt.



## Akupunkturstimulator **ITO ES-130**

Välkänd akupunkturstimulator från japanska ITO som är kompakt, lätt och högkvalitativ. 3 kanaler för att stimulera upp till 6 nålar samtidigt. De tre utgångarna kan ställas in oberoende av varandra med justerbar frekvens.

Med Hi/Low knapp för enkel inställning av låg eller hög spänning. Batteridriven med 9V batteri. Levereras komplett med kablar och mjukt skyddsfodral.

**5ES-130** Akupunkturstimulator ITO ES-130

### Tillbehör till ES-130

<b>KABEL.P-GREEN</b>	Kabel till ES-130. Grön
<b>KABEL.P-WHITE</b>	Kabel till ES-130. Vit
<b>KABEL.P-YELLOW</b>	Kabel till ES-130. Gul

## Akupunkturstimulator **ITO ES-160, 6-kanalig**

Omtyckt elakupunkturapparat, tillverkad i Japan med 6 kanaler för att stimulera upp till 12 nålar samtidigt. 8 olika stimuleringsprogram: Konstant, Burst (lågfrekv.), Surge (svällström 4/6 sek), Fast+Slow, Sweep, Random progr 1-3. Senaste program samt ytterligare 16 st egna program kan sparas.

Känslig och exakt akupunktursökare med möjlighet att stimulera samt att även mäta och behandla med DC (sk Ryodoraku). Batteridriven 6V.

Levereras komplett med kablar och sökare.

**5ES-160** Akupunkturstimulator ITO ES-160



# Akupunkturmodeller

Akupunkturmodeller visar var akupunkturnålarna ska placeras vid akupunkturbehandling. Ett bra verktyg för professionella akupunktörer och ett trevligt inslag i rummets interiör. Med hjälp av dess design och utformning kan akupunktören urskilja akupunkturpunkterna på ett enkelt sätt. Vi erbjuder akupunkturmodeller som föreställer både människor och djur.

Alla modeller säljs inklusive meridianförklaring och manual på engelska och kinesiska.



## Man och Kvinna

Modeller av kvinna respektive man i mjuk ljus vinyl på svart plastplatta.

**KVINNA-47** Kvinna ca 47 cm

**MAN-50** Man ca 47 cm



## Häst och Hund

Akupunkturmodeller av mjuk vinyl av djur monterade på platta. Framsidan av modellen visar akupunkturpunkterna, baksidan visar djurets anatomi i färg. Tydliga akupunkturpunkter som är lätta för akupunktören att urskilja.

**HORSE-24** Häst ca 24 cm

**HUND-29** Hund ca 29 cm

## Öra

Akupunkturmodell av ett öra i mjuk vinyl. Beskriver örats akupunkturpunkter.

**EAR-22**

Öra ca 22 cm



# Akupunkturplanscher



## Akupunkturplansch Öra

Akupunkturplansch som visar örats akupunkturpunkter. Levereras vikt i fodral. Manual på engelska och kinesiska som beskriver akupunkturpunkterna medföljer.


**PLA-EAR1** Storlek 58 x 86 cm



## Akupunkturplansch 3 st

Visar akupunkturpunkter av kroppen framifrån, bakifrån samt från sidan. Huvud och öra visas tydligt i detalj. Levereras vikta i ett fodral.

**PLA-BODY3** Tre planscher á 39 x 84 cm



## Akupunkturplansch

Akupunkturplansch med alla akupunkturpunkter på kroppen utmärkta. Laminerad på bägge sidor och med metallögglor för enkel upphängning.

**71820** Storlek 98 x 68 cm



## Fysioterapi, träning, massage och rehab

Sedan 1967 har Medema varit en marknadsledande aktör med ambitionen att vara en långsiktig samarbetspartner för våra kunder och leverantörer. Vårt erbjudande sträcker sig från enskilda produkter av välkända, etablerade varumärken till helhetslösningar och tjänster för kompletta vårdinrättningar.

Tack för att du väljer Medema.



Medema Physio AB är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001, miljöcertifierade enligt ISO 14001 och har högsta kreditvärdighet, AAA.



Beställ dygnet runt i vår webbshop

**[www.medema.se](http://www.medema.se)**

aktuella priser • erbjudanden • information

Medema Physio AB  
Torshamnsgatan 39  
164 40 Kista

Växel: 08-404 12 00  
Fax: 08-28 00 15

[info@medema.se](mailto:info@medema.se)  
[www.medema.se](http://www.medema.se)

**MEDEMA**®